

QRコードリーダーの使い方

わくわく健康ポイント事業
アプリ参加者向け

※これまで通り「スマホで認証」機能もご利用いただけます。

1

歩数計アプリ「ヘルスプラネットウォーク」を開き、「その他」>「会員QRコード」をタップします



「会員QRコード」画面

2

「会員QRコード」画面を、青い円がついた機器のカメラに向けます。



QRコードが読み取られたら、

準備が整いました。
測定できます。

というアナウンスが流れます。

※QRコードが問題なく認識されたら、
アプリを閉じて大丈夫です。

3

通常通り、血圧計や体組成計で測定ください。

4

「測定が終了しました」とアナウンスが流れたら、測定完了です。



測定が終了
しました。